

# PRESSMATIC®



**BEINMANSCHE TTE PM-12LG-OV-XL LEG OVERLAPPED GRÖSSE XL**

**890 €**

# PRESSMATIC®

## Opis

### 12-KAMMER-BEINMANSCHETTE IN GRÖSSE XL FÜR DIE GERÄTE PM-12000D UND PM-12000M

Die Manschette ist mit einem Satz Luftschläuchen zum Anschluss ausgestattet. Die Manschette wurde in **Overlapped**-Technologie hergestellt – mit sich überlappenden Kammern, was die Drainageeffizienz erhöht und das Zurückfließen der Lymphe sowie die Bildung von Ablagerungen verhindert.




## Opis

Manschette für das Bein  
PM-12LG-OV-XL

PRESSMATIC®

### WIE WÄHLT MAN DIE RICHTIGE GRÖSSE?



Die Grafik zeigt den Umfang und die Länge der Manschette. Die angegebenen Maße beziehen sich auf eine nicht aufgepumpte Manschette, daher wird empfohlen, eine Manschette zu wählen, die einige Zentimeter größer ist als der Körperumfang. Zu dieser Manschette kann ein Verlängerungsgurt erworben werden. **Haben Sie Zweifel bezüglich der Größe?** Rufen Sie uns unter **+49 30 223 89119** an oder füllen Sie das obige Formular aus – unsere Berater helfen Ihnen gerne weiter.

# PRESSMATIC®