

PRESSMATIC®



**HOHE 8-KAMMER-HOSE FÜR BEINE, RUMPF UND OBERSCHENKEL, OHNE FIR-
THERMOTHERAPIE, FÜR PM-2400DT**

1 200 €

PRESSMATIC®

Opis

**8-KAMMER-HOSE FÜR BEINE, RUMPF UND
OBERSCHENKEL, GRÖSSENVERSTELLBAR,
OHNE FIR-THERMOTHERAPIE, FÜR
PM-24000DT**

Die Manschette ist mit einem Satz
Luftschläuchen ausgestattet, die den
Anschluss ermöglichen.




Opis

Kompressionshose
PM-8LG-NO-NOFIR-HIGH-24DT

PRESSMATIC®

WIE WÄHLT MAN DIE RICHTIGE GRÖSSE?



*Kann gleichzeitig mit einer
16-Kammer-Jacke
verwendet werden*



Die Grafik zeigt den Umfang und die Länge der Manschette. Die angegebenen Maße beziehen sich auf eine nicht aufgepumpte Manschette, daher wird empfohlen, eine Manschette zu wählen, die einige Zentimeter größer ist als der Körperumfang. **Haben Sie Zweifel bezüglich der Größe?** Rufen Sie uns unter **+49 30 223 89119** an oder füllen Sie das obige Formular aus – unsere Berater helfen Ihnen gerne weiter.

Opis

PRESSMATIC®

Die 8-Kammer-Kompressionshose ist **für die Verwendung mit dem PRESSMATIC PM-24000DT-Pressotherapiegerät vorgesehen. Sie muss zusammen mit der 16-Kammer-Jacke an das Gerät angeschlossen werden.** Die Kompressionshose dient zur Lymphdrainage der Beine. Jedes Hosenbein verfügt über 4 Luftkammern. Der Bereich vom Schritt aufwärts ist nicht mit Luftkammern ausgestattet – dieser Körperbereich wird durch die Jacke massiert. Die Hose kann sowohl **für kosmetische Behandlungen** als auch zur Behandlung von Lymphödemen und zur Genesung **von Sportlern** verwendet werden. Die Kompressionshose **verfügt NICHT über** Infrarotstrahler für die FIR-Thermotherapie. Die Hose hat eine Einheitsgröße und kann individuell an jeden angepasst werden. Zu diesem Zweck verfügt sie über ein System aus Reißverschlüssen und Kordeln.