

# PRESSMATIC®



**PRESSMATIC PM-20000DBT (DIGITAL/BLANKET/TOWER)**

**8 000 €**

# PRESSMATIC®

## Opis



### **PRESSMATIC PM-20000DBT SET MIT MANSCHETTEN, ELEKTRODEN UND MATTE**

PRESSMATIC PM-20000DBT aus der Professional-Serie ist **ein fortschrittliches 3-in-1-Gerät für die Pressotherapie**. Das Gerät verfügt über ein großes, stabiles Gehäuse mit einem verschließbaren Stauraum für Zubehör. Dank seiner Rollen ist das Gerät mobil und im täglichen Gebrauch bequem. Das Gerät ist zusätzlich mit **einem Schlüssel und einem Sicherheitsknopf** ausgestattet. Es ist hauptsächlich für den professionellen Gebrauch durch Kosmetiker, Masseur und Physiotherapeuten bestimmt. Es verfügt über **eine digitale Steuerung**, die eine sehr präzise Auswahl der Massageparameter garantiert. Das Gerät verfügt über einen Satz spezieller Manschetten für den Oberkörper, die Arme, Oberschenkel, Waden und Füße. Das PRESSMATIC PM-20000DBT-Gerät für die Pressotherapie verfügt über 4 verschiedene Pressotherapie-Modi zur Linderung von Lymphödemen, zur Gewichtsreduktion, zur Beseitigung von Cellulite sowie zur Aktivierung oder Regeneration der Muskeln. Es ermöglicht die Durchführung **einer FIR-Thermotherapie**, die bei Schlankheits- und Verjüngungsbehandlungen angewendet wird, die Durchblutung fördert und die Muskeln entspannt. Darüber hinaus verfügt es über eine

# PRESSMATIC®

**EMS-Elektrostimulationsfunktion**, die die Muskeln stärkt, den Stoffwechsel beschleunigt und die Gewichtsreduktion und Hautstraffung unterstützt.

## Opis

### IM SET ENTHALTEN:

- 2 Manschetten mit 4 Kammern für die Oberschenkel (maximaler Umfang 87 cm)
- 2 Manschetten mit 2 Kammern für Waden und Füße (maximaler Umfang 41 cm)
- 2 Manschetten mit 2 Kammern für die Arme (maximaler Umfang 61 cm)
- 1 Manschette mit 4 Kammern für den Oberkörper (maximaler Umfang 116 cm)
- Matte mit Taschen, in denen die Kabel versteckt sind (136 x 167 cm)
- 5 Kabel für Elektroden
- 2 Paar Silikonelektroden mit einem Durchmesser von 6 cm (z. B. für Arme, Waden)
- 3 Paar Silikonelektroden mit einem Durchmesser von 9 cm (z. B. für Rumpf, Oberschenkel, Waden)
- 4 Elektrodenbänder mit einer Länge von 30 cm (z. B. für Arme, Waden)
- 3 Elektrodenbänder mit einer Länge von 48 cm (z. B. für Oberschenkel, Waden)
- 2 Elektrodenbänder mit einer Länge von 70 cm (z. B. für Oberschenkel, Rumpf)
- 1 Elektrodenband mit einer Länge von 90 cm (für den Oberkörper)

## Opis

# PRESSMATIC®



Modernes, fortschrittliches Modell für den professionellen Einsatz.



Eine leise und leistungsstarke Pumpe, die einen Druck im Bereich von 30 bis 294 mmHg erzeugt.



3 w 1: Pressotherapie, Elektrostimulation und FIR-Thermotherapie.



Die FIR-Thermotherapie wirkt schlankmachend, unterstützt die Durchblutung und entspannt die Muskeln.



Ein übersichtliches, digital gesteuertes Touchscreen-Bedienfeld sorgt dafür, dass die Bedienung des Geräts sehr intuitiv ist.



Die EMS-Elektrostimulation stärkt die Muskeln, beschleunigt den Stoffwechsel und unterstützt die Reduktion des Körperumfangs sowie die Hautstraffung.



4 verschiedene Programme, u. a. für lymphatische Drainage, Entgiftung, Muskeltraining und Straffung.



Eine Liegenmatte, in der die Kabel verborgen sind und in deren Taschen Manschetten und Elektroden verstaut werden können.

## Opis



## PM-20000DBT – FÜR WEN EMPFOHLEN?

Das Pressotherapiegerät PRESSMATIC PM-20000DBT ist ein Modell für **den professionellen Einsatz in Kosmetik-, Physiotherapie- und Massagepraxen**. Es ist eines der fortschrittlichsten Geräte für die Lymphdrainage, die auf dem Markt erhältlich sind. Dank der eingebauten Rollen lässt sich das Gerät leicht umstellen, und der ergonomisch geformte Griff macht die Verwendung in Praxen äußerst bequem und einfach. PRESSMATIC PM-20000DBT ist die umfassendste Lösung für alle, die sich um ihren Körper kümmern möchten, sowohl von außen (Figur, Haut) als auch von innen (Entgiftung, Verbesserung der Durchblutung). Dank verschiedener Programme ermöglicht es nicht nur eine sanfte Lymphdrainage, sondern

# PRESSMATIC®

auch eine Tiefenmassage, die auf die Muskeln wirkt. Zusätzlich verbessert **die FIR-Thermotherapie** die Durchblutung, entspannt die Muskeln und beschleunigt den Abbau von überschüssigem Fettgewebe. **Die EMS-Elektrostimulation** hingegen hilft beim Muskeltraining, strafft die Haut und verbrennt Kalorien. Aus diesem Grund eignet sich das PRESSMATIC PM-20000DBT perfekt **für Sportler** und Menschen, die unter schweren, müden Beinen leiden.

## Opis

### BETTMATTE

Das Set enthält eine spezielle Matratzenauflage, in der alle Kabel versteckt sind und dank geräumiger Taschen auch Manschetten und Elektroden verstaut werden können. **Die Matte sorgt für hohen Komfort** in der professionellen Praxis, da dank ihr die Manschetten und Elektroden keinen zusätzlichen Stauraum benötigen. Der Drucktherapieplatz ist immer einsatzbereit, und nachdem die Manschetten in den Taschen verstaut wurden, können dort auch andere Behandlungen durchgeführt werden.

## Opis

### PRESOTHERAPIE-PROGRAMME

**A FALA**, die sogenannte Aufwärtsmassage, bei der die Kammern von unten nach oben gepumpt werden. Es handelt sich um eine sanfte Version der Lymphdrainage für empfindliche Personen. Es wird empfohlen, zunächst eine Testbehandlung mit dem Programm A durchzuführen, um den Körper an die Pressotherapie zu gewöhnen. **B FALA II** ist eine intensivere Version der Aufwärtsmassage. Aufgrund seiner schmerzlindernden und entspannenden Wirkung auf verspannte Muskeln eignet sich dieses Programm hervorragend für die Rehabilitation von Sportlern, Menschen, die unter Muskelspastizität oder Restless-Legs-Syndrom leiden. Es bringt Linderung für Menschen, die in sitzender Position arbeiten. **C LYMPHDRAINAGE** – eine intensive Massage, die die Lymphe in Richtung der Lymphknoten drückt und so deren Rückfluss verhindert. Empfohlen für Personen, die unter Lymph- und/oder Lipödemen (Lipoedemen) leiden. Sie ist für Personen gedacht, die gut auf intensive Pressotherapie-Behandlungen ansprechen. **D ENTGIFTUNG** – eine sehr intensive Behandlung, bei der alle Kammern in drei Körperbereichen gleichzeitig

# PRESSMATIC®

nacheinander gefüllt werden: Beine, Arme und Rumpf. Eignet sich hervorragend zur Regeneration nach dem Training und lindert Muskelkater. Entfernt überschüssiges Wasser aus dem Gewebe und unterstützt so die Gewichtsabnahme und den Kampf gegen Wasser-Cellulite.

## Opis

### FIR-THERMOTHERAPIE

Das Lymphdrainagegerät PRESSMATIC PM-20000DBT verfügt über eine FIR-Thermotherapie-Funktion, d. h. **eine Gewebeerwärmung** in jeder Manschette. Es handelt sich um eine Behandlung mit Infrarotlicht, das Energie in tieferen Geweben wie der Dermis, dem Fettgewebe und den Muskeln akkumuliert, deren Temperatur erhöht und gleichzeitig nur eine geringfügige Erwärmung der Epidermis bewirkt. Die FIR-Thermotherapie erweitert die Blutgefäße, beschleunigt den Stoffwechsel und verbessert so die Sauerstoffversorgung und Ernährung der Zellen. Unter dem Einfluss einer leichten Temperaturerhöhung in der Dermis kommt es zum sogenannten **Thermolifting**, d. h. zur Verkürzung der Kollagenfasern. Die Haut wird dichter, straffer und verjüngt. Neben den kosmetischen Effekten eignet sich die Thermotherapie hervorragend zur Anregung der Durchblutung und zur Entspannung der Muskeln.

## Opis

### ELEKTROSTIMULATION EMS

**EMS (Elektromuskelstimulation)** ist eine Methode zur Auslösung von Muskelkontraktionen mittels elektrischer Impulse mit präzise ausgewählten Parametern. Das Gerät PRESSMATIC PM-20000DBT erzeugt **Impulse, die das natürliche Aktionspotenzial des zentralen Nervensystems nachahmen**. Dank entsprechend angeordneter Elektroden werden diese Impulse direkt an die Muskeln weitergeleitet. Dadurch werden die motorischen Nerven stimuliert und die Muskeln leisten eine Arbeit, die mit der natürlichen Aktivität bei körperlicher Anstrengung vergleichbar ist.

## Opis

### ELEKTROSTIMULATIONSPROGRAMME

**A ENTGIFTUNG** – elektrische Impulse mit einer Frequenz von 10 Hz, die starke und lange Muskelkontraktionen hervorrufen. Das Programm zielt auf die Reinigung und Entspannung der Muskeln ab, verbessert die Durchblutung und unterstützt die Ausscheidung von Stoffwechselendprodukten. **B TRAINING** – elektrische Impulse mit einer Frequenz von 20 Hz, die mittelstarke und lang anhaltende Muskelkontraktionen hervorrufen. Das Programm zielt darauf ab, die

# PRESSMATIC®

Muskeln zu stärken und Fettgewebe zu verbrennen. **C TRAINING II** – elektrische Impulse mit einer Frequenz von 30 Hz, die leichte und kurze Muskelkontraktionen hervorrufen. Das Programm dient der Stärkung der Muskeln und der Verbrennung von Fettgewebe. Es ist für empfindliche Personen bestimmt. **D STRAFFUNG** – Elektrische Impulse mit einer Frequenz von 40 Hz werden ohne Unterbrechung abgegeben, wodurch die Muskeln in einer kontinuierlichen Kontraktion bleiben. Das Programm wirkt sich positiv auf die Hautstraffung aus und bekämpft Cellulite.

## Specyfikacja

Parameter	Wert
Drucksteuerungssystem	digital
Anzahl der unterstützten Kammern in Manschetten	20
Gewicht des Geräts	19,4 kg
Verwendungszweck	für Kosmetikerinnen
Anzahl der Druckprogramme	4
Maximaler Druck	294 mmHg
FIR-Funktion	✓
EMS-Funktion	✓
Abmessungen des Geräts	38 x 38 x 97 cm