

PRESSMATIC®



**RUMPFMANSCHETTE PM-6PT-OV-U WAIST OVERLAPPED FÜR RÜCKEN UND
OBERSCHENKEL EINHEITSGRÖSSE**

580 €

PRESSMATIC®

Opis

6-KAMMER-MANSCHETTE FÜR TORSO UND OBERSCHENKEL MIT VERSTELLBARER GRÖSSE FÜR DIE GERÄTE PM-6000D UND PM-6000A

Die Manschette ist mit einem Satz Luftschläuchen ausgestattet, die den Anschluss ermöglichen. Die Manschette wurde in **Overlapped**-Technologie hergestellt – mit sich überlappenden Kammern, was die Drainageeffizienz erhöht und das Zurückfließen der Lymphe sowie die Bildung von Ablagerungen verhindert.




Opis

Manschette für Rumpf und Oberschenkel
PM-6PT-OV-U

PRESSMATIC®

WIE WÄHLT MAN DIE RICHTIGE GRÖSSE?



Die Grafik zeigt den Umfang und die Länge der Manschette. Die angegebenen Maße beziehen sich auf eine nicht aufgepumpte Manschette, daher wird empfohlen, eine Manschette zu wählen, die einige Zentimeter größer ist als der Körperumfang. **Haben Sie Zweifel bezüglich der Größe?** Rufen Sie uns unter **+49 30 223 89119** an oder füllen Sie das obige Formular aus – unsere Berater helfen Ihnen gerne weiter.

PRESSMATIC[®]